

Allgemeine Hinweise

Teststreifendose nach Entnahme des Teststreifens sofort wieder **verschließen!**
Teststreifen sind sehr **feuchtigkeitsempfindlich**.

Kontrolllösungen und Teststreifen **nur im angegebenen Temperaturbereich lagern**.

Falsche Lagerung führt zu unzureichender Messgenauigkeit bzw. schnellerem Verfall.

Verfallsdaten von Kontrolllösung und Teststreifen vor der Messung **kontrollieren!**

Öffnungsdatum notieren. **Begrenzte Haltbarkeit** nach Öffnung **beachten!**


Für den Funktionstest sollten Gerät, Teststreifen und Kontrolllösung die **gleiche Temperatur** haben, nämlich zwischen 20 °C und 26 °C.

Niemals Kontrolllösung anderer Hersteller verwenden! Korrekte Funktionsfähigkeit des Messgerätes ist nur mit den **Beurer Kontrolllösungen** der jeweiligen Geräte überprüfbar.

Keine Blutproben oder Kontrolllösungen auf den Teststreifen geben, bevor dieser ins Messgerät eingesetzt wird.

Kontrolllösungen und Blut reagieren unterschiedlich auf Temperatureinflüsse.

Messung daher immer im Kontrolllösungs-Modus durchführen. Andernfalls kann es zu Ergebnissen außerhalb des Zielbereichs kommen.




⚠ Achtung

* Der auf der Teststreifendose aufgedruckte Ergebnisbereich ist nur für von Endkunden durchgeführte Funktionstests bestimmt. Für die Berechnung der **RiliBÄK-Grenzwerte** beachten Sie bitte die Rückseite.

Bei Messungen außerhalb des Kontrolllösungsbereichs wiederholen Sie die Messung mit Teststreifen aus einer frisch geöffneten Teststreifendose und einer neuen Kontrolllösung. Wenn Sie wiederholt Messergebnisse mit der Kontrolllösung außerhalb des vorgegebenen Bereichs erhalten, dürfen Sie das System nicht mehr verwenden, um den Blutzucker-Gehalt zu bestimmen. Setzen Sie sich mit dem Kundenservice in Verbindung.

RiiBÄK Grenz- u. Zielwerttabelle



Falls der untere und obere Wert auf der Teststreifendose nicht in nachfolgender Tabelle enthalten sind, berechnen Sie die RiiBÄK-Grenz- und Zielwerte wie folgt:

Beispiel

Auf der Teststreifendose aufgedruckter Ergebnisbereich:
80 - 100 mg/dL

Berechnung des Zielwertes: $(80+110) \times 0,5$

Berechnung des oberen RiiBÄK-Grenzwertes: $(80+110) \times 0,555$

Berechnung des unteren RiiBÄK-Grenzwertes: $(80+110) : 2,22$

Allgemeine Formel

Berechnung des Zielwertes:

$(\text{unterer Wert} + \text{oberer Wert Teststreifendose}) \times 0,5$

Berechnung des oberen RiiBÄK-Grenzwertes:

$(\text{unterer Wert} + \text{oberer Wert Teststreifendose}) \times 0,555$

Berechnung des unteren RiiBÄK-Grenzwertes:

$(\text{unterer Wert} + \text{oberer Wert Teststreifendose}) : 2,22$

mg/dL mmol/L

mg/dL	mmol/L	RiiBÄK Untergrenze	RiiBÄK Obergrenze	Zielwert
78	108	↔	↔	↔
79	109	↔	↔	↔
80	110	↔	↔	↔
81	109	↔	↔	↔
81	110	↔	↔	↔
81	111	↔	↔	↔
82	110	↔	↔	↔
82	111	↔	↔	↔
82	112	↔	↔	↔
83	111	↔	↔	↔
83	112	↔	↔	↔
83	113	↔	↔	↔
84	112	↔	↔	↔
84	113	↔	↔	↔
84	114	↔	↔	↔
85	113	↔	↔	↔
85	114	↔	↔	↔
85	115	↔	↔	↔
86	114	↔	↔	↔
86	115	↔	↔	↔
86	116	↔	↔	↔
87	116	↔	↔	↔
87	117	↔	↔	↔
87	118	↔	↔	↔
88	117	↔	↔	↔
88	118	↔	↔	↔
88	119	↔	↔	↔
89	118	↔	↔	↔
89	119	↔	↔	↔
89	120	↔	↔	↔
90	119	↔	↔	↔
90	120	↔	↔	↔
90	121	↔	↔	↔
91	120	↔	↔	↔
91	121	↔	↔	↔
92	121	↔	↔	↔
92	122	↔	↔	↔
92	123	↔	↔	↔
296	402	↔	↔	↔
296	403	↔	↔	↔
297	403	↔	↔	↔
297	404	↔	↔	↔
298	404	↔	↔	↔
298	405	↔	↔	↔
299	405	↔	↔	↔
299	406	↔	↔	↔
300	407	↔	↔	↔
300	408	↔	↔	↔
301	408	↔	↔	↔
301	409	↔	↔	↔
302	409	↔	↔	↔
302	410	↔	↔	↔
303	411	↔	↔	↔
84	103	↔	↔	↔
85	104	↔	↔	↔
86	105	↔	↔	↔
86	106	↔	↔	↔
86	107	↔	↔	↔
87	107	↔	↔	↔
87	108	↔	↔	↔
87	108	↔	↔	↔
87	109	↔	↔	↔
88	108	↔	↔	↔
88	109	↔	↔	↔
88	109	↔	↔	↔
88	110	↔	↔	↔
89	109	↔	↔	↔
89	110	↔	↔	↔
89	110	↔	↔	↔
90	110	↔	↔	↔
90	111	↔	↔	↔
90	111	↔	↔	↔
90	112	↔	↔	↔
91	112	↔	↔	↔
91	112	↔	↔	↔
91	113	↔	↔	↔
92	113	↔	↔	↔
92	114	↔	↔	↔
92	114	↔	↔	↔
92	115	↔	↔	↔
93	114	↔	↔	↔
93	115	↔	↔	↔
93	115	↔	↔	↔
93	116	↔	↔	↔
94	115	↔	↔	↔
94	116	↔	↔	↔
94	116	↔	↔	↔
94	117	↔	↔	↔
94	118	↔	↔	↔
94	118	↔	↔	↔
95	117	↔	↔	↔
95	117	↔	↔	↔
95	118	↔	↔	↔
95	118	↔	↔	↔
96	118	↔	↔	↔
96	119	↔	↔	↔
96	119	↔	↔	↔
96	120	↔	↔	↔
97	119	↔	↔	↔
314	387	↔	↔	↔
315	388	↔	↔	↔
315	389	↔	↔	↔
316	389	↔	↔	↔
316	390	↔	↔	↔
317	390	↔	↔	↔
317	391	↔	↔	↔
318	391	↔	↔	↔
318	391	↔	↔	↔
318	392	↔	↔	↔
319	393	↔	↔	↔
319	393	↔	↔	↔
319	393	↔	↔	↔
319	394	↔	↔	↔
320	394	↔	↔	↔
320	395	↔	↔	↔
321	395	↔	↔	↔
322	396	↔	↔	↔
322	397	↔	↔	↔
322	397	↔	↔	↔
322	398	↔	↔	↔
323	397	↔	↔	↔
323	397	↔	↔	↔
323	398	↔	↔	↔
323	398	↔	↔	↔
323	398	↔	↔	↔
323	399	↔	↔	↔
324	399	↔	↔	↔
324	400	↔	↔	↔
325	400	↔	↔	↔
325	401	↔	↔	↔
326	401	↔	↔	↔
326	402	↔	↔	↔
327	403	↔	↔	↔
327	403	↔	↔	↔
328	404	↔	↔	↔
328	404	↔	↔	↔
328	405	↔	↔	↔
329	405	↔	↔	↔
329	406	↔	↔	↔
330	407	↔	↔	↔
331	407	↔	↔	↔
331	408	↔	↔	↔
332	408	↔	↔	↔
332	409	↔	↔	↔
332	410	↔	↔	↔
333	411	↔	↔	↔
334	411	↔	↔	↔
334	412	↔	↔	↔
335	412	↔	↔	↔
335	413	↔	↔	↔
336	413	↔	↔	↔
336	415	↔	↔	↔
337	415	↔	↔	↔
337	416	↔	↔	↔
338	416	↔	↔	↔
339	418	↔	↔	↔
340	418	↔	↔	↔
340	419	↔	↔	↔
341	420	↔	↔	↔
341	420	↔	↔	↔
342	421	↔	↔	↔
342	422	↔	↔	↔
343	422	↔	↔	↔
343	423	↔	↔	↔
344	423	↔	↔	↔
344	424	↔	↔	↔
344	425	↔	↔	↔
345	425	↔	↔	↔
345	426	↔	↔	↔
346	426	↔	↔	↔
346	427	↔	↔	↔
347	428	↔	↔	↔
348	428	↔	↔	↔
348	429	↔	↔	↔
349	430	↔	↔	↔
349	430	↔	↔	↔
350	431	↔	↔	↔
4,3	6,0	↔	↔	↔
4,4	6,1	↔	↔	↔
4,5	6,1	↔	↔	↔
4,5	6,2	↔	↔	↔
4,6	6,1	↔	↔	↔
4,6	6,2	↔	↔	↔
4,6	6,3	↔	↔	↔
4,7	6,2	↔	↔	↔
4,7	6,3	↔	↔	↔
4,7	6,4	↔	↔	↔
4,8	6,3	↔	↔	↔
4,8	6,4	↔	↔	↔
4,8	6,5	↔	↔	↔
4,8	6,5	↔	↔	↔
4,8	6,6	↔	↔	↔
4,9	6,5	↔	↔	↔
4,9	6,6	↔	↔	↔
4,9	6,6	↔	↔	↔
4,9	6,7	↔	↔	↔
5,0	6,6	↔	↔	↔
5,0	6,7	↔	↔	↔
5,0	6,7	↔	↔	↔
5,0	6,8	↔	↔	↔
5,1	6,7	↔	↔	↔
5,1	6,8	↔	↔	↔
5,1	6,8	↔	↔	↔
5,1	6,9	↔	↔	↔
5,2	6,8	↔	↔	↔
5,2	6,9	↔	↔	↔
5,2	6,9	↔	↔	↔
5,2	7,0	↔	↔	↔
5,2	7,0	↔	↔	↔
5,3	6,9	↔	↔	↔
5,3	7,0	↔	↔	↔
5,3	7,0	↔	↔	↔
5,3	7,1	↔	↔	↔
5,4	6,9	↔	↔	↔
5,4	7,0	↔	↔	↔
5,4	7,0	↔	↔	↔
5,4	7,1	↔	↔	↔
5,5	7,0	↔	↔	↔
5,5	7,1	↔	↔	↔
5,5	7,1	↔	↔	↔
5,5	7,2	↔	↔	↔
5,6	7,1	↔	↔	↔
5,6	7,2	↔	↔	↔
5,6	7,2	↔	↔	↔
5,6	7,3	↔	↔	↔
5,7	7,2	↔	↔	↔
5,7	7,3	↔	↔	↔
5,7	7,3	↔	↔	↔
5,7	7,4	↔	↔	↔
5,8	7,3	↔	↔	↔
5,8	7,4	↔	↔	↔
5,8	7,4	↔	↔	↔
5,8	7,5	↔	↔	↔
5,9	7,4	↔	↔	↔
5,9	7,5	↔	↔	↔
5,9	7,5	↔	↔	↔
6,0	7,5	↔	↔	↔
6,0	7,6	↔	↔	↔
6,1	7,5	↔	↔	↔
6,1	7,6	↔	↔	↔
6,2	7,6	↔	↔	↔
6,2	7,7	↔	↔	↔
6,3	7,6	↔	↔	↔
6,3	7,7	↔	↔	↔
6,4	7,7	↔	↔	↔
6,4	7,8	↔	↔	↔
6,5	7,7	↔	↔	↔
6,5	7,8	↔	↔	↔
6,5	7,8	↔	↔	↔
6,6	7,8	↔	↔	↔
6,6	7,9	↔	↔	↔
6,7	7,8	↔	↔	↔
6,7	7,9	↔	↔	↔
6,8	7,9	↔	↔	↔
6,8	8,0	↔	↔	↔
6,9	7,9	↔	↔	↔
6,9	8,0	↔	↔	↔
7,0	8,0	↔	↔	↔
7,0	8,1	↔	↔	↔
7,1	8,1	↔	↔	↔
7,1	8,2	↔	↔	↔
7,2	8,1	↔	↔	↔
7,2	8,2	↔	↔	↔
7,3	8,2	↔	↔	↔
7,3	8,3	↔	↔	↔
7,4	8,2	↔	↔	↔
7,4	8,3	↔	↔	↔
7,5	8,3	↔	↔	↔
7,5	8,4	↔	↔	↔
7,6	8,3	↔	↔	↔
7,6	8,4	↔	↔	↔
7,7	8,4			