



## Gebrauchsanweisung Instruction manual



## Einhandvenenstauer Single-hand tourniquet

Art. No.: 5810033  
Manufacturer No.: HS-403

CE MDD 93/42/EEC

EN 980:2008;  
EN 1041:2008;  
ISO 13485:2016;  
ISO 14971:2007

WESTMED distributed by  
Fleischhacker GmbH & Co. KG  
An der Silberkuhle 18  
58239 Schwerte, Germany  
Tel.: +49 2304 9310

 HONSUN (NANTONG) Co., Ltd  
No. 8 Tongxing Road Economic  
& Technological Development Area,  
226009 Nantong City,  
Jiangsu Province, P.R. China

 Shanghai International  
Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg  
Germany, SRN: DE-AR-000000001



Please read these instructions for use carefully and completely before use, and observe the care instructions.

The tourniquet is used for blood stanching for intravenous puncturing of vessels for the purpose of blood sampling or the insertion of intravenous access. In addition, the tourniquet can also be used in an emergency to stop acute bleeding. Observance of all the information in these operating instructions and the relevant regulations and guidelines is part of the intended use. Any other use is not as intended, and the manufacturer is not liable for any resulting damage!

**This product may only be used by authorized specialist personnel!**

**Intended patient group:** Adults, children, infants, and babies.

### Safety instructions

- Keep the tourniquet out of reach of non-medically qualified persons.
- Check the complete tourniquet before use to ensure that it is not defective.
- Do not use the product near or directly on the neck. Such use is associated with a fatal risk of strangulation and must be avoided at all costs.

- Do not position the closure directly on a pacemaker and never use it in an MRI.
- Before using the device for the first time, and after each use, it should be cleaned to prevent germ colonization or germ transmission. In case of contamination with secretions, other body fluids, or toxic substances, please follow the internal hygiene regulations and, in case of doubt, dispose of as special waste.
- Automatic cleaning or disinfection is not possible. Please follow the cleaning and disinfection instructions.
- Immediately after carrying out the medical treatment, please open the cap as quickly as possible by pressing the multifunction clip. Avoid uncontrolled opening.
- Dispose of the tourniquet if there is visible wear on the band/closure.

### Handling

- Position the tourniquet at the desired point on the limb. The "click" when closing the multifunction clip signifies a secure connection. Adjust the desired tourniquet pressure by tightening the opposite end of the strap. Avoid pinching or squeezing the skin. To release the tourniquet immediately, press the top release button on the multifunction clip.

### Cleaning and disinfection

Please follow your internal hygiene procedures to reduce the risk of cross-contamination. After application to a patient's skin, the tourniquet should be cleaned and disinfected with a 70% alcohol solution (e.g., with soaked wipes). Observe the exposure times of the product used.

### Disposal

The product must be disposed of in accordance with local regulations.

### Storage and transport

The tourniquet must be stored and transported in such a way that it is protected from dust, moisture, and contamination.

### Maintenance and service

The end of product life is normally determined by wear and damage from use. Damaged parts must be replaced! For possible repairs, please contact your dealer.

### Warranty

If the product is handled correctly and our instructions for use are observed, the statutory warranty of two years commencing on the date of sale applies.

All information without guarantee – subject to change.



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung sorgfältig und vollständig durch und beachten Sie die Pflegehinweise.

Der Venenstauer wird zur Blutstauung für das intravenöse Punktieren von Gefäßen zwecks Blutentnahme oder Legen eines intravenösen Zugangs eingesetzt. Darüber hinaus kann der Venenstauer im Notfall auch zur Stillung einer akuten Blutung eingesetzt werden. Die Beachtung aller Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung sowie der maßgeblichen Vorschriften und Richtlinien gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht!

**Dieses Produkt darf ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal angewendet werden!**

### Vorgesehene Patientengruppe

Erwachsene, Kinder, Kleinkinder und Säuglinge.

### Sicherheits hinweise

- Der Venenstauer ist außerhalb der Reichweite von medizinisch nicht qualifizierten Personen aufzubewahren.
- Kontrollieren Sie den vollständigen Venenstauer vor dem Gebrauch, um einen Defekt auszuschließen.
- Das Produkt ist weder nahe noch direkt am Hals anzuwenden. Eine solche Anwendung ist mit der tödlichen Gefahr der Strangulation verbunden und muss unter allen Umständen vermieden werden.
- Verschluss nicht unmittelbar auf einem Herzschrittmacher positionieren und keinesfalls im MRT verwenden.
- Vor der Erstbenutzung und nach jeder Anwendung sollte eine Reinigung durchgeführt werden, um eine Keimansiedelung bzw. Keimübertragung zu verhindern. Bei Kontamination mit Sekreten, anderen Körperflüssigkeiten oder giftigen Substanzen bitte den internen Hygienevorschriften Folge leisten und im Zweifelsfall als Sondermüll entsorgen.
- Eine automatische Reinigung oder Desinfizierung ist nicht möglich. Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Desinfektionshinweise.
- Bitte unmittelbar nach der Durchführung der medizinischen Behandlung den Verschluss schnellstmöglich durch Drücken des Multifunktionsclips öffnen. Vermeiden Sie beim Öffnen ein unkontrolliertes Aufspringen.
- Venenstauer bei sichtbarem Verschleiß an Band/Verschluss entsorgen.

### Bedienung

- Positionieren Sie die Stauschlinge an der gewünschten Stelle der Gliedmaßen. Das „Klicken“ beim Schließen des Multifunktionsclips signalisiert eine sichere Verbindung. Durch das Anziehen des gegenüberliegenden Bandendes stellen Sie den gewünschten Staudruck ein. Das Einklemmen oder Quetschen der Haut ist dabei zu vermeiden. Zur sofortigen Aufhebung der Stauung drücken Sie den oberseitigen Entregelungsknopf am Multifunktionsclip.

### Reinigung & Desinfektion

Bitte befolgen Sie Ihre internen Hygienevorschriften, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern. Nach der Anwendung auf der Haut eines Patienten sollte der Venenstauer mit einer 70%igen Alkohollösung (z. B. mit darin getränkten Tüchern) gereinigt und desinfiziert werden. Beachten Sie dabei die Einwirkzeiten des verwendeten Produkts.

### Entsorgung

Das Produkt muss gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.

### Lagerung & Transport

Der Venenstauer ist staub-, feuchtigkeits- und kontaminationsgeschützt zu lagern und zu transportieren.

### Wartung & Service

Das Ende der Produktlebensdauer wird normalerweise von Verschleiß und Beschädigung durch den Gebrauch bestimmt. Beschädigte Teile müssen ersetzt werden! Für eventuelle Reparaturen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

### Gewährleistung

Bei ordnungsgemäßer Handhabung und Berücksichtigung unserer Gebrauchsanweisung gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren, beginnend mit dem Verkaufsdatum.