

daisygrip GmbH, Schillingallee 68, D-18057 Rostock

Produktinformationen zum den hygienischen Mehrweg-Venenstauer daisygrip

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die Produktinformationen:

Hersteller: daisygrip GmbH

Inhaltsstoffe: Polypropylen, Silikon

Produktname: daisygrip Venenstauer

Produktkategorie: Medizinprodukt Klasse I

Produktbeschreibung: daisygrip – der hygienische Venenstauer

Mit daisygrip erhalten Sie einen leicht zu desinfizierbaren und dadurch explizit zur mehrfachen Verwendung vorgesehenen Venenstauer zur Blutentnahmen bzw. für intravenöse Zugänge im Klinik- bzw. Praxisalltag. Statt dem üblichen Stoffband überzeugt der daisygrip durch eine glatte, hautfreundliche Oberfläche, die mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln (z.B. Desinfektionsreinigungstücher) schnell und einfach nach jeder Anwendung zu reinigen ist. Es resultiert eine deutliche Reduktion der Keimübertragung und Keimbesiedlung. Zudem besticht der daisygrip durch einen magnetischen Verschluss, der eine intuitive und schnelle Handhabung ermöglicht und erscheint in einem geschmeidigen und freundlichen Design. Der mehrfach verwendbare Venenstauer vereint somit neue hygienische Standards, innovative Technik und einen modernen mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten Look.

EAN: 4029665501093

Rechtliche Hinweise: Sicherheitshinweise in der beiliegenden Bedienungsanleitung beachten

Sollten Rückfragen bestehen, dann zögern Sie bitte nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer +49 172 2790027 oder unter rückfragen@daisygrip.de

Freundliche Grüße,

vom daisygrip-Team

Gerichtsstand ist Rostock. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachzulesen unter www.daisygrip.de.

daisygrip GmbH
Geschäftsführender: Konstantin Altrichter
Amtsgericht Rostock HRB 14132

Steuernummer: 079/107/08230; UStID: DE316979288
IBAN: DE16 3006 0601 0004 4656 53
Apobank BIC: DAAEDEDXXX