

CE-Konformitätserklärung Typ Haematokritkapillare

Wir erklären hiermit, dass das Produkt

Typ Haematokritkapillare

(Artikelnummer: siehe Anhang)

der Risikoklasse A nach Anhang VIII 2.5 Regel 5 c) entspricht.

Das Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 48 (10) wurde nach Anhang I, II und III der IVDR (EU) 2017/746 durchgeführt.

Hersteller:	Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG Hauptstr. 7-15 · 74246 Eberstadt/Germany
Single Registration Number (SRN):	DE-MF-000028167
Basis UDI-DI:	4049338DECA37IVD14E6
Zweckbestimmung:	Probengefäß zur Kapillarblutentnahme

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung. Wir versichern, dass die von dieser Erklärung erfassten Produkte der vorliegenden Verordnung sowie gegebenenfalls weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften der Union, in denen die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung geregelt ist, entsprechen.

Die Konformitätserklärung ist gültig bis zu einer Änderung des Produktes, längstens bis 26.05.2027.

20/01/2023

Kirsten Hirschmann
Geschäftsführerin // Verantwortliche Person für
die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften

20/01/2023

Marc Bangert
Prokurist // Stellvertretende verantwortliche Person
für die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften

HIRSCHMANN®

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hauptstraße 7-15
74246 Eberstadt | Germany

Firmenstempel

Rev. 01/2023

Seite 1 von 2

Anhang Typ Haematokritkapillare

Die folgenden Artikel-Nr. sind unter der Produktgruppe Haematokritkapillare zusammengefasst:

Nr.	Beschreibung
9100170	HAEMATOKRITS AD. 1,5-1,6 MM
910017048	HAEMATOKRITS AD. 1,5-1,6 MM
9100160	HAEMATOKRITKAPILLARE, 60 µL
9100175	HAEMATOKRITKAPILLARE, 75 µL
910017547	HAEMATOKRITS AD. 1,5-1,6 MM
910017548	HAEMATOKRITS AD. 1,5-1,6 MM
910021801	HAEMATOKRIT, NA-HEP. 18 µL
9100260	HAEMATOKRITKAPILLARE, 60 µL
9100270	HAEMATOKRITS AD. 1,5-1,6 MM
910027048	HAEMATOKRITS AD. 1,5-1,6 MM
9100275	HAEMATOKRITKAPILLARE, 75 µL
910027547	HAEMATOKRITS AD. 1,5-1,6 MM
910027548	HAEMATOKRITS AD. 1,5-1,6 MM
9100299	HAEMATOKRITKAPILLARE, 100 µl
9100418	HAEMATOKRITKAPILLARE, 18 µl
9100475	HAEMATOKRITS AD. 1,5-1,6 MM
9030208	KAPILLAREN, NA-HEP, 9 µL